

Sempach

Fertigprodukt:	PRONTOSAN LOESUNG RUNDFL. "AU/CA" 1000ML	
Artikelnummer:	400432	
Zuordnung Halbfabrikat	88228	ANSATZ PRONTOSAN-WUNDSPUELLOESUNG

Alle nachfolgend aufgeführten Etiketten werden am Ende dieses Dokuments als Anhänge (druckbare PDF Seiten) dargestellt.

Primäretiketten

Position	Platzierung	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-ETIStandard	Farben gem. Dok. BSP-D-52-04-AA-19
1	Front/Rück	880436	2012-02-10	gem. Holopack	Pantone Green C Pantone 277 C Pantone 278 C
2	Front/Rück	837749	2012-02-10	PMS-160x130	FMS-CMYK (für PRINT)

UKA-Etiketten

Position	Menge	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-ETIStandard	Farben gem. Dok. BSP-D-52-04-AA-19
3	10 x 1000 ml	880437	2012-02-10	gem. Holopack	B/W
4	10 x 1000 ml	837750	2012-02-10	PMS-160x130	FMS-CMYK (für PRINT)

Gebrauchsinformationen

Position	Format	Labelnummer	Version	Material gem. Dok. PMS-GIF	Farben / Bemerkung
-	-	880339	-	-	Siehe LS-880339, gültige Version.

Sonstiges

Position	Platzierung	Labelnummer	Version	Material	Farben / Bemerkung
n.a.	UKA	n.a.	n.a.	n.a.	EAN-128 mit AI 17 + 10 zusätzlich Holopack-Seitig aufzubringen.
n.a.	UKA	n.a.	n.a.	n.a.	EAN13 Druckqualität in Grading C

Länderfreigaben

Land	Kontakt	Datum
n.a.	Nicht notwendig – Druckdaten sind lediglich betreffend Farben und Druckrandeinstellungen dupliziert und mit neuen Nummern aufgesetzt	13.09.2012

[illegible]

Prontosan®

e 1000 ml | REF 400432

GB Application: Rinse wound thoroughly with the solution. Thickly encrusted wounds: leave solution to soak in for 15 min.

No rinsing required afterwards.

Dressings and scabs sticking to wounds can be removed by soaking with the solution.

Only for external use on skin wounds. Do not use for infusion or injection! Do not swallow.

Close bottle immediately after use.

FR Mode de l'emploi: Nettoyer minutieusement les plaies à l'aide de la solution. Laisser agir en cas de blessure profonde pendant 15 minutes. Il n'est pas nécessaire de rincer ensuite.

Les pansements et les croûtes adhérents à la plaie peuvent être éliminés en les humidifiant à l'aide de la solution.

Destiné uniquement à une application externe, dans le cadre du traitement de plaie. Ne pas administrer sous forme de perfusion ou d'injection! Ne pas avaler. Refermer le flacon immédiatement après utilisation.

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland



Wound irrigation solution Solution de rinçage pour plaies

GB For cleansing, rinsing and moisturizing of acute and chronic skin wounds. For the prevention of biofilm.

FR Pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës. Pour la prévention des biofilms.



LOT

1. opening / 1. ouverture:



Composition: Purified Water, Betaine surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

B | BRAUN

e 1000 ml | REF 400432

GB Application: Rinse wound thoroughly with the solution. Thickly encrusted wounds: leave solution to soak in for 15 min.

No rinsing required afterwards.

Dressings and scabs sticking to wounds can be removed by soaking with the solution.

Only for external use on skin wounds. Do not use for infusion or injection! Do not swallow.

Close bottle immediately after use.

FR Mode de l'emploi: Nettoyer minutieusement les plaies à l'aide de la solution. Laisser agir en cas de blessure profonde pendant 15 minutes. Il n'est pas nécessaire de rincer ensuite.

Les pansements et les croûtes adhérents à la plaie peuvent être éliminés en les humidifiant à l'aide de la solution.

Destiné uniquement à une application externe, dans le cadre du traitement de plaie. Ne pas administrer sous forme de perfusion ou d'injection! Ne pas avaler. Refermer le flacon immédiatement après utilisation.

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland




STERILE A



Wound irrigation solution Solution de rinçage pour plaies

GB For cleansing, rinsing and moisturizing of acute and chronic skin wounds.
For the prevention of biofilm.

FR Pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës.
Pour la prévention des biofilms.



LOT

1. opening / 1. ouverture:



Composition: Purified Water, Betaine surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Prontosan®

Composition: Purified Water, Betaine surfactant,
0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Wound irrigation solution
Solution de rinçage pour plaies

B|BRAUN

10 x 1000 ml

REF **400432**



LOT



STERILE | A



B. Braun Medical AG

Seesatz 17

CH-6204 Sempach

Switzerland

880437 - 2012-02-10



4

Prontosan®

Composition: Purified Water, Betaine surfactant,
0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Wound irrigation solution
Solution de rinçage pour plaies

B | BRAUN

10 x 1000 ml

REF 400432



LOT



STERILE | A



B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland



4

837750 - 2012-02-10